


Les dispositifs de CAA par PRD : des aides techniques au service de la communication



PRD est une entreprise de la PRC-Salttillo

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.alexic@prentke-romich.de

 **prd** prentke romich deutschland
a prc-salttillo company



Accent 800



Accent 1000



Accent 1400

Pensée pour durer et conçue pour offrir des performances optimales.

La gamme Accent intègre désormais un verre Gorilla Glass® renforcé, 64 % plus épais, davantage de mémoire et une batterie offrant une meilleure autonomie – en faisant la génération la plus robuste, la puissante et la durable à ce jour.

Garantie exclusive High Five : une couverture de cinq ans, leader sur le marché!



Des étiquettes de ports imprimées en contraste facilitent leur identification et évitent toute confusion.



Haut-parleur offrant un son clair et puissant pour une communication efficace, même dans les environnements bruyants



Support entièrement moulé et réglable pour un positionnement stable à divers angles.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.alexic@prentke-romich.de



Poignée solide et résistante, avec une prise plus épaisse et un revêtement en caoutchouc souple pour un transport agréable.



Disponible avec le système de commande oculaire Look® pour un accès optimal dans un format compact

Caractéristiques générales :

- Conception résistante aux éclaboussures et à la poussière, au-delà des normes de l'industrie
- Boîtier renforcé et personnalisable, compatible avec guide-doigts.
- Vocabulaire issu de Minspeak® pré-installé
- Compatible avec contacteurs filaires et sans fil, NuPoint®, guide-doigts et Look®
- Batterie de grande capacité pour une autonomie prolongée et des cycles de charge optimisés
- Port USB-C et sortie HDMI, compatibles avec les accessoires actuels
- Processeur plus rapide et mémoire augmentée pour des performances optimisées

Couleurs du boîtier

Sept couleurs de boîtier disponibles : jaune, rouge, rose, vert, violet, bleu, noir.



Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de

Caractéristiques	Accent 800	Accent 1000	Accent 1400
Dimensions (avec poignée)	22,9 x 15 x 3,3 cm	26,2 x 17,8 x 3,3 cm	36,3 x 22,9 x 4,6 cm
Poids	1,13 kg	1,5 kg	2,7 kg
Résolution de l'écran	1920 x 1200	1920 x 1200	3840 x 2160 (4K UHD)
Autonomie de la batterie	9 à 10 heures	9 à 10 heures	13 à 15 heures (10 à 13 h avec Look)
Résistance	Résistant aux éclaboussures et à la poussière	Résistant aux éclaboussures et à la poussière	Résistant aux éclaboussures et à la poussière
Commande oculaire Look®	Non	Compatible	Compatible
Autres options d'accès	Disponibles	Disponibles	Disponibles
Montage	Disponible	Disponible	Disponible

Les dispositifs Accent sont certifiés comme dispositifs médicaux et répondent aux exigences du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR).

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de

NovaChat 8

Pour les communicateurs dynamiques, toujours en mouvement

Une poignée de transport et des poignées latérales antidérapantes intégrées à une coque moderne et renforcée, ainsi qu'une protection d'écran en verre trempé lui permettent de résister aux chocs et aux chutes.

Poignée de transport robuste offrant un meilleur confort et facilitant la portabilité accrue.



NovaChat 8
Dimensions (avec poignée) :
25 × 18,5 × 5 cm
Poids : 0,95 kg

Tablette renforcée de qualité militaire, offrant une réactivité améliorée et jusqu'à 8,75 heures d'autonomie en utilisation continue.

Poignées latérales antidérapantes, facilitant la prise en main et le positionnement pendant l'utilisation



Bouton d'accès rapide en haut de l'appareil pour lancer directement le logiciel de communication



Boutons d'alimentation et de volume, et port de charge plus accessibles



Port USB-C unique pour une recharge simplifiée de l'appareil et de l'amplificateur



Coques repensées pour un changement de couleur facile

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de

Caractéristiques générales :


- Vocabulaires complets pré-installés : WordPower®, LAMP WFL® ainsi qu'une grande variété d'autres vocabulaires adaptés à différents profils d'utilisateurs de CAA
- Ensemble de symboles SymbolStix®
- Voix Acapela et Almagu disponibles
- Caméras avant et arrière permettant de personnaliser les vocabulaires avec des photos
- Protection d'écran en verre trempé pour une durabilité et des performances accrues
- Compatible avec les contacteurs filaires et sans fil, pour un accès par défilement, ainsi qu'avec des guides-doigts en accès tactile
- Conception résistante aux éclaboussures et à la poussière, dépassant les normes en vigueur

Couleurs du boîtier

Quatre couleurs de boîtier disponibles :




vert



bleu



rose



noir

Garantie exclusive High Five : offrant cinq ans de couverture complète, leader sur le marché!

Les dispositifs NovaChat sont certifiés comme dispositifs médicaux et répondent aux exigences du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR).

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de

NovaChat 10

Conçu pour les utilisateurs dynamiques, toujours en mouvement. Son grand écran est idéal pour les personnes ayant des difficultés visuelles ou des besoins spécifiques d'accès.

Active

Coque durable en mousse EVA absorbant les chocs



Dimensions (avec poignée) :
24,4 cm (L) × 18,5 cm (l) × 5,1 cm (P)
Poids : 1,22 kg

Classic

Coque en caoutchouc élégante et protectrice



Dimensions (avec poignée) :
28,4 cm (L) × 22,4 cm (l) × 4,6 cm (P)
Poids : 1,25 kg



Allumage simplifié par un double appui sur l'écran, qui suffit à l'activer l'écran, idéal pour les personnes ayant des difficultés d'accès aux boutons physiques.



Retour haptique avec légère vibration lors de la sélection



Port USB-C unique pour recharger l'appareil et l'amplificateur



Amplificateur améliorant la qualité sonore pour une communication claire



Support réglable permettant une grande variété d'angles stables

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de

Caractéristiques générales :

- Vocabulaires complets pré-installés: WordPower®, LAMP WFL® ainsi qu'une grande variété d'autres vocabulaires adaptés à différents profils d'utilisateurs de CAA
- Ensemble de symboles SymbolStix®
- Voix Acapela et Almagu disponibles
- Caméras avant et arrière permettant de personnaliser les vocabulaires avec des photos
- Protection d'écran en verre trempé pour une durabilité et des performances accrues
- Compatible avec les contacteurs filaires et sans fil, pour un accès par défilement, ainsi qu'avec des guides-doigts en accès tactile
- Conception résistante aux éclaboussures et à la poussière, dépassant les normes en vigueur
- Autonomie d'environ 10 heures en utilisation continue
- Écran Full HD 2560 x 1600 pour des images plus nettes et plus détaillées

Couleurs du boîtier

Quatre couleurs de boîtier disponibles :

Active



vert



bleu



rose



noir

Classic



vert



bleu



pourpre



noir

Garantie exclusive High Five : offrant cinq ans de couverture complète, leader sur le marché!

Les dispositifs NovaChat sont certifiés comme dispositifs médicaux et répondent aux exigences du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR).

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de

Robuste. Portable. Familier.

Grâce à la puissance d'iOS, les Via Mini et Via Air offrent une expérience appréciée des utilisateurs familiers d'iOS.

Faciles à utiliser et intuitifs, dès la première utilisation.

Via Mini



Coque de protection **Active** en mousse EVA durable et antichoc

Dimensions (avec poignée) :

23,1 cm (L) x 19,8 cm (l) x 4,6 cm (P)

Poids : 0,82 kg

Disponible avec LAMP WFL®, TouchChat avec WordPower® ou tout autre vocabulaire de votre choix.

Via Air

Deux coques au choix :

Coque Classique

Dimensions (avec poignée) :

27,9 cm (L) x 22,9 cm (l) x 4,4 cm (P);

Poids : 1,2 kg

Coque Active

Dimensions (avec poignée) :

28,6 cm (L) x 23,2 cm (l) x 5,2 cm (P) ;

Poids : 1,2 kg



Les dispositifs Via sont certifiés comme dispositifs médicaux et répondent aux exigences du règlement européen relatif aux dispositifs médicaux (MDR).

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de



Port USB-C unique pour la sauvegarde et la recharge simultanées de l'appareil et du haut-parleur



Support entièrement réglable permettant une grande variété d'angles stables



Amplificateur améliorant la qualité sonore pour une communication efficace, même dans des environnements bruyants.

Caractéristiques générales :

- Une application de CAA reconnue et fondée sur la recherche pré-installée : LAMP Words for Life® ou TouchChat®, pour s'adapter à chaque utilisateur
- Également disponible avec l'application de votre choix
- Compatible avec les contacteurs filaires et sans fil, pour un accès par défilement, avec des guides-doigts en accès tactile, ainsi que le suivi de tête
- Voix Acapela incluses dans toutes les options d'application
- Autonomie de 10 à 12 heures selon l'utilisation
- Étui de transport et sangle disponibles

Couleurs du boîtier



**Garantie exclusive High Five :
une couverture de cinq ans,
leader sur le marché!**

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de

Via Nano

Votre appareil iOS portatif dédié à la CAA.

Via Nano offre toute la puissance de la communication assistée dans un design compact et robuste. Le compagnon idéal pour un mode de vie actif avec votre application de CAA préférée.

Écran de 6,1" avec affichage net et clair

Dimensions :
9,1 cm (L) x 18,5 cm (l)
x 3,8 cm (P)
Poids : moins de
450g

Protection d'écran en verre trempé pour une résistance accrue à l'usure



Autonomie de 10 à 12 heures selon l'utilisation

Dragonne pour un transport pratique

Caractéristiques générales :

- Conçu pour la durabilité et les performances, quelles que soient les conditions, pour accompagner un mode de vie actif
- Compatible avec les contacteurs sans fil grâce à la connexion Bluetooth
- Amplificateur intégré améliorant la qualité sonore pour une communication efficace dans tout type d'environnement
- Disponible avec LAMP WFL®, TouchChat avec WordPower® ou tout autre vocabulaire de votre choix.
- Conception résistante aux éclaboussures et à la poussière, dépassant les normes en vigueur
- Port USB-C unique pour la sauvegarde et la recharge simultanée de l'appareil et du haut-parleur
- Voix Almagu et Acapela incluses dans toutes les applications,
- Autonomie de 10 à 12 heures selon l'utilisation

Garantie exclusive High Five : une couverture de cinq ans, leader sur le marché!

Pour plus d'informations, contactez-nous :


eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de

À la maison, à l'école, au travail ou en déplacement, découvrez les nouveaux accessoires **Versa™** pour les utilisateurs d'iPad®.

Versa offre la protection, l'amplification la puissance nécessaire pour utiliser votre appareil iOS où que vous soyez. (iPad vendu séparément).

Versa Wrap

- Ajoutez une protection à votre iPad grâce à une coque légère et résistante aux chocs, conçue pour affronter toutes les situations.
- Transportez-le facilement par la poignée ou ajoutez la sangle VersaStrap aux points d'attache
- Trouvez l'angle idéal grâce au support multi-position
- Rangez un Apple® AirTag™ (vendu séparément) dans la poche intégrée pour suivre votre iPad
- Fixez le VersaSpeaker à l'arrière pour être entendu clairement partout
- Tailles disponibles pour différents modèles d'iPad



Versa Speaker

- Amplifiez le son avec ce haut-parleur Bluetooth® portable – l'accessoire idéal pour une application de CAA ou simplement pour écouter votre musique préférée.
- S'emboîte à l'arrière du VersaWrap ou se transporte avec une sangle pour un son optimal partout où vous allez
- Design résistant à l'eau – la pluie ne vous arrêtera pas

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de

Versa Eye

Commande oculaire pour iPadOS

Que ce soit pour communiquer avec une application de CAA, jouer, regarder des vidéos ou travailler, le VersaEye avec le Hiru™ d'IRISBOND™ offre une isolation complète d'accès à l'iPad par commande oculaire.

- Adapté à tous les âges et capacités
- Suivi précis
- Calibrages disponibles : 1, 5, 9 et 16 points
- Accessibilité complète à iOS et aux applications de CAA de PRC-Saltillouu à d'autres applications de CAA de votre choix.
- Livré entièrement assemblé – insérez simplement l'iPad dans la coque et branchez le câble USB-C pour une configuration simple



iPad et VersaSpeaker vendus séparément

Support flexible et options de montage

- Le support réglable facilite l'installation sur toute surface plane.
- Plaque de montage incluse pour une compatibilité avec divers supports (fauteuil roulant, table, etc.).

Alimentation supplémentaire

- La batterie intégrée du VersaEye alimente la commande oculaire Hiru, tandis que l'iPad prend en charge le reste.

Utilisation mobile

- Profitez d'un suivi oculaire de haute qualité à l'intérieur comme à l'extérieur (la performance peut varier selon les utilisateurs).

Cliquez avec le regard

- Utilisez les options d'accessibilité d'Apple pour configurer un clic par maintien du regard (dwell) ou un contrôle par contacteur selon vos besoins.

Intégration fluide

- Naviguez facilement dans vos applications préférées grâce à AssistiveTouch.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de

Applications de CAA par PRD



Favoriser la communication grâce à un système linguistique puissant et évolutif

LAMP Words for Life est une application CAA complète, conçue pour accompagner les personnes à tous les stades de développement de la communication – des débutants aux utilisateurs avancés. Elle combine le système linguistique éprouvé, Minspeak® avec l'approche LAMP™ (Language Acquisition through Motor Planning), basée sur la planification motrice.

Vocab											Menu	
finir	à moi	petit	haut	oui	bien	quelque	non	bas	hors	ici	mal	
moi	mon	porter	être	SVP	ça	et	dans	quoi	un/une	+s	là	
je	nous/on	le	la	les	-ais	que	en	à	CLAVIER	de	e -> '	terminer
tu	vous	savoir	jouer	plaire	devoir	avoir	sentir	lire	plus	vite	arrêter	
il	ils/elles	vouloir	tous	venir	temps	faire	aller	rendre	grand	couleur	aider	
elle	voir	lent	entendre	penser	partir	dire	vivre	aimer	suivre	monter	mettre	
EFFACER	pas	parler	pouvoir	manger	trouver	créer	falloir	boire	regarder	tourner	dormir	

Fonctionnalités clés :

- Schémas moteurs cohérents : Chaque mot est produit par un mouvement unique et constant, permettant une communication rapide et automatique.
- Évolution du langage : Le vocabulaire progressif s'adapte au développement de chaque utilisateur.
- Symboles + texte : Les symboles sont associés à du texte pour soutenir l'apprentissage de la lecture.
- Aucune compétence préalable requise : Accessible à tous, sans nécessité de comprendre les images ou le langage au préalable.
- Personnalisable et partageable : Ajout de vocabulaire, sauvegarde via e-mail, cloud, et AirDrop.
- Compatibilité Intégration avec d'autres applis : possibilité d'utiliser l'application pendant un appel FaceTime, de partager du contenu sur les réseaux sociaux et de copier-coller du texte vers d'autres applications.

Soutien à l'apprentissage et favorise l'émergence de la littératie :

Le retour auditif et la planification motrice facilitent l'acquisition du langage. Les utilisateurs peuvent créer leurs propres phrases, favorisant une communication autonome et naturelle.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de

 prd prentke romich deutschland
a prc-saltillo company

TouchChat® avec WordPower™

Transformez votre appareil iOS en outil de communication

TouchChat transforme votre iPad®, iPhone® ou iPod Touch® en un puissant outil de communication. Conçue pour les personnes ayant des difficultés à parler, l'application offre des fonctions personnalisables, plusieurs langues et de nombreuses options vocales. Des fichiers de vocabulaire en français, y compris le système WordPower™, sont disponibles. WordPower permet de créer des phrases rapidement grâce à des mots de base codés par couleur et une organisation grammaticale intuitive. WordPower est proposé en version 60 cases et 120 cases en français, et s'adapte à tous les âges avec des options de personnalisation selon les besoins de chaque utilisateur.

Vocab									Menu
ABC 123	GENS	QUESTION	ACTIONS	CONVERS'N	LIEUX	TEMPS	CATÉGORIE	DÉCRIRE	bien
efface tout	je	moi	mon ma mes ta ton votre notre	aimer	aider	un	à	au	plus
.	tu	toi	avoir	aller	arrêter	dire	le	la	COULEUR
EXTRA ça la mots en haut	elle- il on	ce	est	faire	écouter	jouer	lire	avec	+
ici	nous	que	pouvoir	manger	boire	mettre	prendre	dans	en
ça	vous	ne	de	vouloir	regarder	travailler	venir	pour par	tout

WordPower 60

Vocab											Menu
QUESTNS ?	GENS	LIEUX	TEMPS	CONVERSATION	EXTRA	DÉCRIRE	bon	très	bien	plus	CATÉGORIES
qu'est- ce que	A	Z	E	R	T	Y	U	I	O	P	-s
est-ce que	Q	S	D	F	G	H	J	K	L	M	.
que	Maj 123	W	X	C	espace	V	B	N	retour	à	au
je	moi	mon ma, mes	être	aider	aimer	aller	boire	autre	avec	le	la
tu	toi	ton votre..	avoir	chercher	dire	donner	écouter	dans	de	un	une
elle	ce	son notre..	est	faire	finir	jouer	manger	comme	et	en	ici
il	lui	ne	c'est	mettre	parler	penser	prendre	mais	même	parce que	pour
nous	eux	pas	pouv- oir	rester	regarder	savoir	travailler	par	rien	sans	si
vous	on	ça	vouloir	ACTIONS	trouver	voir	venir	sur	tout	y	efface tout

WordPower 120

Pour plus d'informations, contactez-nous :



eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de

TouchChat® inclut des fichiers de vocabulaire en français : WordPower™, MultiChat 15, Épellation, 4 de base, Communication Journey : Aphasie et VocabPC Français – conçus pour répondre à divers profils d'utilisateurs de CAA.

Communication Journey : Aphasie

Développé pour les personnes atteintes d'aphasie, ce vocabulaire favorise la participation aux activités quotidiennes et renforce les liens sociaux. Il inclut des symboles, des photos, des scènes visuelles et des vidéos. Des pages spécifiques permettent de défendre ses intérêts, la gestion des soins, et la réparation des bris de communication. Inspiré de l'approche Life Participation Approach to Aphasia, ce fichier a été conçu par des orthophonistes du Canada spécialisés en réadaptation post-traumatique.



MultiChat 15 Français

Version traduite du MultiChat 15 Student, ce fichier propose des phrases complètes, des mots isolés, des enregistrements pour raconter des histoires, des scènes visuelles, ainsi que des pages interactives pour jouer et lire. Il comprend également des pages sociales et une page de démarrage pour le vocabulaire du journal News-2-You. La majorité des boutons affichent des symboles pour soutenir l'utilisateur.

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de




Avaz CAA

Une voix pour tous

Avaz CAA est une application de communication basée sur des images et du texte, conçue pour donner une voix aux enfants et aux adultes ayant des besoins complexes en communication. Elle s'adresse aux personnes atteintes d'autisme, de paralysie cérébrale, de trisomie 21, d'aphasie, d'apraxie ou présentant des retards de parole, en les aidant à exprimer leurs pensées, leurs émotions et leurs besoins. En s'appuyant sur des mots essentiels du quotidien, Avaz favorise le développement du langage étape par étape tout en encourageant l'autonomie et les interactions significatives.

Avec plus de 40 000 images, des voix personnalisables avec des intonations expressives, et des interfaces flexibles adaptées à chaque utilisateur, Avaz rend la communication à la fois simple et engageante. L'application propose également des GIFs, l'intégration de photos et vidéos, ainsi qu'une sauvegarde sécurisée sur le cloud pour enrichir l'expérience. Disponible sur iOS et Android, Avaz CAA offre un essai gratuit de 14 jours ainsi que des formules d'abonnement flexibles, permettant de commencer facilement et de communiquer partout, à tout moment.



Pour plus d'informations, contactez-nous :



eu-support@prentke-romich.de

t.aleksic@prentke-romich.de



Predictable

Predictable est une application de communication primée, conçue pour les personnes n'ayant pas ou peu accès à la parole, de manière temporaire ou permanente. Utilisée par des milliers de personnes dans le monde, elle accompagne notamment les personnes atteintes de maladies neurodégénératives (comme la SLA), de paralysie cérébrale, d'autisme, ayant subi un AVC, une lésion cérébrale ou un cancer de la tête et du cou, en facilitant une communication plus rapide et plus autonome.



L'application combine un clavier personnalisable et une grille de phrases, permettant de créer des messages facilement et efficacement. Le contenu peut être adapté avec des images, de l'audio et des phrases enregistrées, tandis que les paramètres offrent de nombreuses options de personnalisation, comme le choix de la voix, la modification du clavier et la création de raccourcis. Predictable prend en charge plusieurs méthodes d'accès, notamment tactiles, les contacteurs, le suivi de la tête et le contrôle oculaire, afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur.

Grâce à la traduction intégrée dans plus de 40 langues et à l'intégration de l'intelligence artificielle via ChatGPT, Predictable rend la communication plus rapide, intelligente et inclusive. Disponible sur iPad et iPhone, elle permet à chacun de s'exprimer avec confiance, à tout moment et en tout lieu.



Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de

Scene & Heard Pro

Scene & Heard Pro est une application de communication visuelle qui utilise des photos et des vidéos pour aider les utilisateurs à s'exprimer dans des situations réelles. En créant des scènes personnalisées—d'activités du quotidien, de l'école ou de loisirs—les utilisateurs peuvent mieux comprendre leur environnement et communiquer plus facilement. Elle est particulièrement utile pour les personnes atteintes d'autisme, de troubles des apprentissages ou de difficultés de communication, en les aidant à gagner en confiance, à développer de nouvelles compétences et à mieux gérer leur quotidien.

L'application propose différents types de scènes, incluant des images, des vidéos, des formats hybrides et des grilles, afin de s'adapter aux besoins de chacun. Grâce à des fonctionnalités comme les emplois du temps visuels et la prise en charge de plusieurs langues, Scene & Heard Pro rend la communication plus simple, structurée et accessible à tous. L'accès est flexible grâce à des abonnements mensuels ou annuels, ainsi qu'une option d'achat à vie.



Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de

t.alexic@prentke-romich.de

En savoir plus

Vous souhaitez en savoir plus sur nous ou sur nos applications ?

Retrouvez-nous via les liens ci-dessous.

PRD

- <https://www.prentke-romich.de/france/>

Predictable

- <https://www.therapybox.co.uk/predictable-français>

Scene & Heard Pro

- <https://www.therapybox.co.uk/scene-and-heard-pro>

AVAZ

- <https://avazapp.com/products/avaz-aac-app/>

TouchChat

- <https://touchchatapp.com/>

LAMP WFL

- <https://lampwflapp.com/>

Pour plus d'informations, contactez-nous :

eu-support@prentke-romich.de
t.aleksic@prentke-romich.de